

# LETTORE DENSITOMETRICO DPLSCAN BASATO SU SCANNER


Il Lettore densitometrico basato su PC IBM compatibile, esegue la lettura di qualsiasi tracciato elettroforetico diafanizzato e non, con campioni singoli o multipli; unico limite è il formato A4 dello scanner.



Il Lettore Densitometrico basato su PC IBM Compatibile, esegue la lettura di qualsiasi tracciato elettroforetico diafanizzato e non, con campioni singoli o multipli, unico limite è il formato A4 dello scanner. Possono essere analizzati tracciati eseguiti con qualunque tecnica elettroforetica che preveda una colorazione: Sieroproteine a 5 bande, Lipoproteine, Isoenzimi, Immunofissazione. Il PC memorizza l'immagine delle striscie di acetato lette dallo scanner, il software riconosce i singoli tracciati e per ognuno costruisce un tracciato visualizzato su monitor colore. L'utente può eseguire le eventuali correzioni. Il software calcola il valore, in % o g/dl, delle frazioni

Le letture possono essere effettuate a qualunque lunghezza d'onda consentendo l'uso dei cromogeni più largamente utilizzati: Rosso Ponceau S, FAT RED, Sudan Black, Blu Comassie.

Un programma permette di effettuare tutte le operazioni possibili per valutare, correggere i grafici, immettere le anagrafiche pazienti, archiviare e stampare le refertazioni.



Distribuito da:

A Video è possibile visualizzare, correggere, memorizzare, i tracciati, inserire i valori normali. Di ogni frazione viene fornita una stampata del grafico, dei dati e del tracciato integrale.

Ogni metodica può essere memorizzata separatamente con le relative calibrations, nomi delle singole frazioni. E' disponibile il controllo qualità: Dev. STD, Media, Range.



Prodotto da:



**Minivolt Instruments Srl**  
Via di Pietralata 204/a  
00158 ROMA  
Tel. +39 06 4182089  
Fax. +39 06 4504275  
Voip +39 06 41 14 34 74